



MAGAZINE

記事を探す



TOP > 名優マガジン > 導入事例 >

内視鏡下鼻副鼻腔手術の術後管理で、簡便な術後処置や患者の痛み低減につなげたネックスパックXの導入事例

導入事例

内視鏡下鼻副鼻腔手術の術後管理で、簡便な術後処置や患者の痛み低減につなげたネックスパックXの導入事例

2026.07.16 #ネックスパックX #ESS



1000床規模の大学病院 耳鼻咽喉科医師は、内視鏡下鼻副鼻腔手術（ESS）の術後管理に使用する充填資材を求めています。処置が簡便であることや抜去時の痛みが少なさを重視し、ネックスパックXを採用した事例です。



導入先

1000床規模 大学病院の耳鼻咽喉科医師

使用場面

内視鏡下鼻副鼻腔手術（ESS）

目的

内視鏡下鼻副鼻腔手術後の管理

1. 事例のご紹介

2. 許容したこと・注意点

3. お客様コメント

4. 使用製品

事例のご紹介

1000床規模の大学病院 耳鼻咽喉科医師は、内視鏡下鼻副鼻腔手術（ESS）の術後管理に使用する充填資材を求めています。

選定にあたっては、①止血効果があること、②創傷治癒が良好であること、③中鼻道が癒着しないこと、④抜去時の痛みがないこと、⑤処置が簡便であることの5点を重視しました。

ネックスパックXは、デンプン由来成分による止血作用（甲殻類アレルギーの患者にも使用可能）と良好な湿潤環境、術後処置が簡便である点が評価されました。ネックスパックXを使用した38症例においては、術後7日後で

溶けてなくなっていることが多く、残っている場合でもゲル化していてストレスなく吸引して除去することができました。処置時間が5分以内に終える症例は約7割、痛みに関して「ない」または「軽度」と回答した患者は約8割で、処置が必要な術後出血は1件もありませんでした。

許容したこと・注意点

- ジャガイモでんぷんアレルギーの患者には使用できないこと

お客様コメント

「(ネックスパックXを使用した38例において)術後の再出血症例はなく、創部も良好であった。加水し膨張することによる癒着防止も期待できる。処置時間が短く簡便で抜去時の痛みも少ないことから、術後資材に求めるものにかかなり近いのではと感じた。」

使用製品

販売名:ネックスパックX

区分:一般医療機器

届出番号:12B1X00003NEXPA2

製造販売業者:株式会社名優

採用品番:9112066(ネックスパックXL)

この事例での役割:内視鏡下鼻副鼻腔手術の術後管理において、簡便な処置や患者の痛み低減を支援

製品ページ:<https://meilleur.co.jp/product/dissolvable-nasal-packing/>

よくある質問

Q なぜネックスパックXが採用されたのですか？

A. 術後処置が簡便であること、抜去時の痛みが少ないことが評価されたためです。

Q 使用時に注意した点がありますか？

A. ネックスパックXはデンプン由来成分のため、ジャガイモでんぷんアレルギーの患者には使用できません。

[＜ 前の記事](#)

[次の記事 ＞](#)

[一覧に戻る](#)



[製品カタログ一覧](#)



[お問い合わせ](#)