



MAGAZINE

記事を探す



TOP > 名優マガジン > 導入事例 >

アンギオ(血管造影検査)時の患者移乗で、軽い力での安全な移乗と褥瘡報告事例ゼロを実現したホバーマットの導入事例

導入事例

アンギオ(血管造影検査)時の患者移乗で、軽い力での安全な移乗と褥瘡報告事例ゼロを実現したホバーマットの導入事例

2026.08.17 #アンギオ #移乗 #ホバーマット



400床規模の急性期病院の放射線科では、アンギオ（血管造影検査）における検査台への患者移乗について、スタッフの身体的負担と患者の安全確保が課題となっていました。短時間ですぐに膨らみ、軽い力で安静に患者移乗ができる点を評価し、ホバーマットを採用した導入事例です。



導入先	400床規模 急性期病院の放射線科
使用場面	アンギオ（血管造影検査）における検査台への患者移乗
目的	スタッフの身体的負担の軽減および患者の安全確保

1. 事例のご紹介
2. 許容したこと・注意点
3. お客様コメント
4. 使用製品

事例のご紹介

400床規模の急性期病院の放射線科では、アンギオ（血管造影）検査を行う際、患者を検査台へ移乗させる工程が日常的に発生していました。従来の方法では移乗時にスタッフの身体的負担がかかるうえ、患者の安全確保が課題となっており、褥瘡管理委員会への報告事例につながるケースも発生していました。

製品選定にあたっては、①患者移乗が安全に行えること、②長期間使用できる耐久性があることの2点を重視しました。ホバーマットは、短時間ですぐに膨らみ、軽い力で安静に患者移乗ができる点が評価され採用されました。

導入後は、軽い力で安静に患者を検査台に移乗できるようになったほか、褥瘡管理委員会への報告事例がなくなるという効果が得られています。放射線科の日常業務において、毎日使用される機材として定着しています。

許容したこと・注意点

- 丸洗いきれないため、使用時はシーツを被せて対処する必要があること

お客様コメント

「軽い力で安静に患者さんを検査台に移乗することができて、とても重宝している。毎日使っており、もう手放すことができない。」

使用製品

製品名：ホバーマット

採用品番：HVR-HM34SPU-1（ホバーマットFULL34&エアサプライ）

この事例での役割：アンギオにおける患者の検査台への移乗において、スタッフの身体的負担の軽減と患者の安全確保を支援

製品ページ：<https://meilleur.co.jp/product/hovermatt/>

よくある質問

Q なぜアンギオ室でホバーマットが採用されたのですか？

A. 軽い力で安静に患者を移乗でき、スタッフの身体的負担の軽減と患者の安全確保が実現できる点が評価されたためです。

Q ホバーマットが丸洗いでできない点は問題になりませんでしたか？

A. ホバーマットの上にシーツを敷いて使用することで対処しました。

[＜ 前の記事](#)

[次の記事 ＞](#)

[一覧に戻る](#)



製品カタログ一覧



お問い合わせ

