



MAGAZINE

記事を探す




TOP > 名優マガジン > 導入事例 >

ICUの定期的な除圧を少人数で標準化したホバーマットの導入事例

導入事例

ICUの定期的な除圧を少人数で標準化したホバーマットの導入事例

2026.06.21 #除圧 #ホバーマット



900床規模の大学病院ICUでは、定期的な除圧作業で、体格が大きい患者にも少人数で対応しやすい方法が求められていました。背抜き・除

圧作業の標準化と時間短縮を目的に、ホバーマットを採用した事例です。



導入先	900床規模 大学病院 ICUの看護師
使用場面	定期的な除圧
目的	作業スタッフの負担軽減

1. 事例のご紹介
2. 許容したこと・注意点
3. 使用製品

事例のご紹介

900床規模の大学病院ICUでは、定期的な除圧作業において、患者の体格によって必要な人手や作業負担が大きくなることが課題でした。特に、背抜き・除圧はスタッフの経験や力加減によって個人差が出やすい作業でした。

選定にあたっては、大柄な患者でも少人数で除圧を実施しやすいこと、除圧に必要な人力が少ないことを重視しました。

ホバーマットは、個人差が出やすい背抜き・除圧作業を標準化しやすい点が評価されました。導入後は、除圧にかかる時間の短縮や、頻回な除圧の実施につながっています。

許容したこと・注意点

- タイマー機能がなく、自動で空気が入らないこと
- スタッフが送気のタイミングを管理する運用を前提に採用したこと



使用製品

製品名：ホバーマット

採用品番：HVR-HM34SPU-1（ホバーマットFULL34&エアサプライ）

この事例での役割：ICUでの定期的な除圧・背抜き作業を少人数で行いやすくし、作業の標準化を支援

製品ページ：<https://meilleur.co.jp/product/hovermatt/>

よくある質問

Q 除圧用途でホバーマットを使う価値は何
ですか？

A. 少人数で除圧しやすくなり、個人差が出やすい作業を標準化しやすい点です。

Q タイマー機能がない点はどう考えればよい
ですか？

A. 自動送気ではないため、スタッフが送気タイミングを管理する運用を前提に検討します。



[＜ 前の記事](#)

[次の記事 ＞](#)

[一覧に戻る](#)



[製品カタログ一覧](#)



[お問い合わせ](#)