



MAGAZINE

記事を探す



TOP > 名優マガジン > 導入事例 >

内視鏡下耳科手術において、症例に応じた弯曲の作成を可能にしたサクシヨンチップ(耳)の導入事例

導入事例

内視鏡下耳科手術において、症例に応じた弯曲の作成を可能にしたサクシヨンチップ(耳)の導入事例

2026.07.21 #サクシヨンチップ(耳) #TEES #内視鏡



1000床規模の大学病院 耳鼻咽喉科医師は、内視鏡下耳科手術（TEES）に使用する弯曲した吸引管を求めています。名優のサクシオンチップ（耳）の導入により、症例に応じた弯曲の作成を可能にした事例です。



導入先

1000床規模 大学病院の耳鼻咽喉科医師

使用場面

内視鏡下耳科手術

目的

術野の血液吸引、良好な視野の確保

1. 事例のご紹介

2. 許容したこと・注意点

3. お客様コメント

4. 使用製品

事例のご紹介

1000床規模の大学病院 耳鼻咽喉科医師は、内視鏡下耳科手術（TEES）に使用する吸引管を求めています。difficult siteにアプローチする際には斜視鏡を使用するため、選定にあたっては弯曲している吸引管である点を重視しました。

名優のサクシオンチップは、ベンダーを使用して自在に曲げることができ、症例に応じた弯曲を作成可能であることが評価され採用されました。

また、径の細い吸引管は洗浄が困難で汚れが残りやすいと言われており、清潔手術の観点からディスポーザブルである点も好まれました。材料費に

については、洗浄・滅菌するコストを考慮すればコストパフォーマンスは良好であると判断されました。



許容したこと・注意点

- ディスポーザブル製品であり、症例ごとに破棄する必要があること

お客様コメント

「TEES（内視鏡下耳科手術）において、正常構造を温存してdifficult siteにアプローチする際は、斜視鏡と弯曲した器械類の使用が望ましい。TEESであれば、自在に曲がる吸引管が必要。また清潔手術を考えれば、ディスポーザブルの吸引管が望ましいと思う。」

使用製品

販売名：I.C.サクションチップ

区分：管理医療機器

認証番号：225ADBZI00145000

選任製造販売業者：ガデリウス・メディカル株式会社

販売業者：株式会社名優

採用品番：6066502712（サクションチップ 耳セット）

この事例での役割：内視鏡下耳科手術において、症例に応じて適切に弯曲した形状を提供

製品ページ：<https://meilleur.co.jp/product/suction-tip-ear/>

よくある質問

Q なぜサクションチップ（耳）が採用されたのですか？

A. 自在に曲げることができ、症例に応じた弯曲を作成可能であることが評価されたためです。

Q 材料費は問題になりませんでしたか？

A. 吸引管を洗浄・滅菌するコストを考慮すれば、ディスプレイザブルでもコストパフォーマンスは良好であると判断され許容されました。

[＜ 前の記事](#)

[次の記事 ＞](#)

[一覧に戻る](#)



製品カタログ一覧



お問い合わせ

