



MAGAZINE

記事を探す



TOP > 名優マガジン > 導入事例 >

MRI撮影時の患者移乗で、少人数でも迅速な移乗を実現したホバーマットの導入事例

導入事例

MRI撮影時の患者移乗で、少人数でも迅速な移乗を実現したホバーマットの導入事例

2026.08.12 #MRI #移乗 #ホバーマット



300床規模の急性期病院 放射線科では、MRI撮影時のストレッチャーとMR台間の移乗およびMR台上での上下移動において、移乗にかかる

スタッフ数の削減が課題でした。一人の力でも移乗できるほど少ない力で操作できる点を評価し、ホバーマットを採用した導入事例です。



導入先	300床規模 急性期病院の放射線科
使用場面	MRI撮影時のストレッチャーとMR台間の移乗およびMR台上での上下移動
目的	少ない人数で安全に患者移乗を行うため

1. 事例のご紹介
2. 許容したこと・注意点
3. お客様コメント
4. 使用製品

事例のご紹介

300床規模の急性期病院の放射線科では、MRI撮影時にストレッチャーとMR台間で患者を移乗させる作業、およびMR台上で患者を上下移動させる作業が日常的に発生していました。これらの移乗作業には一定の人手が必要であり、移乗にかかるスタッフ数を削減することが課題となっていました。

製品選定にあたっては、①移乗を人力以外の作用で行えること、②移乗にかかるスタッフ数を削減できることを重視しました。

ホバーマットは、一人の力でも移乗できるほど必要な人力が少なくて済む点が評価され、採用されました。導入後は、少ないスタッフ数でも迅速に患者移乗を実施できるようになりました。



許可したこと・注意点

- エアサプライをMR室内に持ち込むことができないため、MRI用ロングホースを購入し使用する必要があること

お客様コメント

「一人でも移乗ができるくらい力がいらないから、本当に助かってる。以前は何人か集まらないと動かせなかった患者さんでも、ホバーマットなら少ない人数ですぐに移乗できる。」

使用製品

製品名：ホバーマット

採用品番：HVR-HM34SPU-1（ホバーマットFULL34&エアサプライ）、MRI用ロングホース（HTA-MRI）

この事例での役割：MR台への移乗およびMR台上での上下移動を少人数で行う支援

製品ページ：<https://meilleur.co.jp/product/hovermatt/>

よくある質問

Q なぜMRI室でホバーマットが採用されたのですか？

A. ストレッチャーとMR台間の患者移乗、およびMR台上での患者の上下移動を

少ない人数で実施できる点が評価されたためです。



Q エアサプライをMRI室に持ち込めないことは問題になりませんでしたか？

A. 「MRI用ロングホース」を購入し、MRI室の外から送気することで対処しました。

[＜ 前の記事](#)

[次の記事 ＞](#)

[一覧に戻る](#)



[製品カタログ一覧](#)



[お問い合わせ](#)