


SEAL TEST

シールテスト

シーラーにもバリデーションを。

シーリングの状態を目視で確認できるテストです。
滅菌バッグにより包装された器材は、その使用直前まで無菌性バリアが維持されなくてはなりません。そのためには、ヒートシーラーが正常に作動することを定期的を確認する必要があります。



シールテスト

ロータリーシーラー用のシールテストです。
紙・プラスチック製の滅菌バッグに対応しています。
100枚入り、250枚入りの2種類があります。

※ 高圧蒸気滅菌、EOG滅菌用の滅菌バッグに対応

| 製品番号 | 製品名 | 対応包装材 | 対応シーラー | サイズ (mm) | 入数 | JANCD |
|----------------|-----------|----------|--------|----------|------|---------------|
| GKE200-311-ENS | シールテスト | 紙・プラスチック | ロータリー | 173×76.2 | 100枚 | 4580199009726 |
| GKE200-312-ENS | シールテスト250 | 紙・プラスチック | ロータリー | 173×76.2 | 250枚 | 4580199009733 |



インパルス用シールテスト

インパルスシーラー用のシールテストです。
紙・プラスチック製の滅菌バッグに対応しています。

※ 高圧蒸気滅菌、EOG滅菌用の滅菌バッグに対応

| 製品番号 | 製品名 | 対応包装材 | 対応シーラー | サイズ (mm) | 入数 | JANCD |
|----------------|--------------|----------|--------|----------|------|---------------|
| GKE200-331-ENS | インパルス用シールテスト | 紙・プラスチック | インパルス | 250×76.2 | 100枚 | 4580199009757 |



タイベックシールテスト

タイベック (不織布) 製の滅菌バックに対応したシールテストです。
ロータリーシーラーに対応しています。

※ 過酸化水素ガス滅菌用の滅菌バッグに対応

| 製品番号 | 製品名 | 対応包装材 | 対応シーラー | サイズ (mm) | 入数 | JANCD |
|----------------|-------------|-------------|--------|----------|------|---------------|
| GKE200-321-ENS | タイベックシールテスト | タイベック (不織布) | ロータリー | 173×76.2 | 100枚 | 4580199009740 |

