


SEAL TEST

シールテスト

シーラーにもバリデーションを。

シーリングの状態を目視で確認できるテストです。
滅菌バッグにより包装された器材は、その使用直前まで無菌性バリア
が維持されなくてはなりません。そのためには、ヒートシーラーが
正常に作動することを定期的を確認する必要があります。



シールテスト

ロータリーシーラー用のシールテストです。
紙・プラスチック製の滅菌バッグに対応しています。
100枚入り、250枚入りの2種類があります。

※ 高圧蒸気滅菌、EOG滅菌用の滅菌バッグに対応

製品番号	製品名	対応包装材	対応シーラー	サイズ (mm)	入数	JANCD
GKE200-311-ENS	シールテスト	紙・プラスチック	ロータリー	173×76.2	100枚	4580199009726
GKE200-312-ENS	シールテスト250	紙・プラスチック	ロータリー	173×76.2	250枚	4580199009733



インパルス用シールテスト

インパルスシーラー用のシールテストです。
紙・プラスチック製の滅菌バッグに対応しています。

※ 高圧蒸気滅菌、EOG滅菌用の滅菌バッグに対応

製品番号	製品名	対応包装材	対応シーラー	サイズ (mm)	入数	JANCD
GKE200-331-ENS	インパルス用シールテスト	紙・プラスチック	インパルス	250×76.2	100枚	4580199009757



タイベックシールテスト

タイベック (不織布) 製の滅菌バッグに対応したシールテストです。
ロータリーシーラーに対応しています。

※ 過酸化水素ガス滅菌用の滅菌バッグに対応

製品番号	製品名	対応包装材	対応シーラー	サイズ (mm)	入数	JANCD
GKE200-321-ENS	タイベックシールテスト	タイベック (不織布)	ロータリー	173×76.2	100枚	4580199009740

