

名優サククションチップ

(ディスポ吸引管)

販売名: I.C.サククションチップ
医療機器認証番号: 225ADBZI00145000
管理医療機器 単回使用汎用吸引チップ (JMDN 35917102)

特長

- ▶ **豊富なサイズラインナップ。**
耳鼻咽喉科をはじめ様々な診療科に適した
ものをお選びいただけます。
- ▶ **先端のなめらかな加工**により組織損傷を
抑えた愛護的な手技を可能にします。
- ▶ **先端の角度を自由に変えられる**ベンダーの
取り扱いがあります。

Dedicated to
SURGICAL SITE INFECTION PREVENTION

名優サクションチップ


(ディスポ吸引管)

※単位:mm



外径	品番	長さ	仕様	入数/箱	定価	
0.4	6066500040	70	ルアーロック	60	13,000円	
	6066500045	80		60	14,000円	
	*6066507040	77		10	6,000円	
0.7	6066500070	70		60	13,000円	
	6066500072	80		60	14,000円	
1.0	6066500100	70		60	14,000円	
	6066500102	80		60	14,000円	
	6066509100	100		30	8,000円	
1.2	6066500120	70		60	14,000円	
	6066500122	80		60	15,000円	
	6066509122	100		30	8,000円	
1.4	6066500140	70		ラウンド	60	15,000円
	6066500142	80			60	16,000円
	6066509140	100			30	8,000円
	6066501140	70			60	18,000円
	6066501180	80	60		18,000円	
1.7	6066500170	70	ルアーロック	30	14,000円	
	6066500172	80		60	15,000円	
	6066509170	100		60	17,000円	
2.0	6066500208	70	ラウンド	60	15,000円	
	6066500200	80		60	16,000円	
	6066509200	100		30	9,000円	
	6066502140	70		60	16,000円	
	6066502200	80		60	18,000円	
2.5	6066502100	100	30	9,000円		
	6066500250	80	30	11,000円		
	6066509250	100	30	11,000円		
3.0	6066500300	80	30	15,000円		
	6066509300	100	30	16,000円		
4.0	6066500400	80	30	18,000円		

サイズ選択の参考



*品番:6066507040
0.7 / 0.4 mm

耳硬化症に対して行う
アブミ骨手術時 など

0.4~1.0mm

デリケートで狭い部分での
吸引・インプラントの保持・
視界の確保などに。
Ex.耳小骨形成術

1.2~1.7mm

血液や体液の吸引などに

1.7~2.5mm

術前の外耳道の掃除などに。

2.0~4.0mm

創面切除した骨・
血液の吸引などに。
パワーツール使用時、
フラッシュした際に。

セット品番: 6066502712



【Ex.鼓室形成術時など】

- インプラント挿入時
0.4 x 70mm
- 耳小骨形成時
0.7 x 70mm
- 外耳道洗浄時
1.0 x 70mm 1.2 x 70mm
1.4 x 70mm 1.7 x 70mm
2.0 x 70mm

セット品番は異なるサイズがひとまとめになっているため手術時におすすめです

※(外径) x (長さ)

セット品番	入数	定価	セット内訳						ハンドル
			0.4 x 70	0.7 x 70	1.0 x 70	1.4 x 70	2.0 x 70	3.0 x 80	
6066502712	30	54,000円	2本	2本	2本	2本	1本	1本	6066500990
6066502713	30	30,000円	-	1本	1本	1本	1本	-	6066500990
6066502705	30	30,000円	-	1本	1本	1本	1本	-	6066500991
6066502707	30	54,000円	2本	2本	2本	2本	2本	-	-

ハンドル

品番	仕様	入数	定価
606650992	ユニット用/圧調整孔あり	30	9,000円
606650509	ユニット用/圧調整孔なし	30	9,000円
6066500990	吸引チューブ用/連結チューブ対応/圧調整孔あり	25	8,000円
6066500991	吸引チューブ用/圧調整孔あり	25	8,000円

サクションチップをお好きな角度に曲げられます

バンダー

品番	仕様	入数	定価
6066501	サクションチップ用バンダー/外径1.0~4.0mm対応	1	15,000円



ハンドル
各種



バンダー

※バンダーの使用方法は
最終ページにあります。

ルアーロック

- ・ハンドルに差し込むとしっかり固定されて使用できる。
- ・手元で圧調整がしたい場合に適している。
- ※チューブにも直接接続できるが固定はされない。

ラウンド

- ・主にチューブに直接接続して使用する。
- ・手元で圧調整が不要な場合に適している。
- ※ハンドルにも差し込めるが固定されず左右に振れる。

名優サクションチップ

(ディスポ吸引管)

※単位:mm

ハンドルなしのタイプで圧調整不要な場合におすすめです



外径	品番	長さ	仕様	入数/箱	定価
2.0	6066516020	150	ルアーロック	40	22,000円
	6066502150	150		40	22,000円
3.0	6066516030	150	ラウンド	40	32,000円
4.0	6066516040	150		40	38,000円

様々なシーンでの吸引に使っていただけます



品番	外径 x 長さ	仕様	入数/箱	定価
6066516120	2.0 x 150	透明ハンドル付 (圧調整孔あり)	25	18,000円
6066516130	3.0 x 150		25	22,000円
6066516140	4.0 x 150		25	23,000円
6066509120	2.0 x 110		25	16,000円
6066509125	2.5 x 110		25	19,000円
6066509130	3.0 x 110		25	21,000円
6066509135	3.5 x 110		25	23,000円

FERGUSON 型

より滑らかなカーブが特長です



品番	外径 x 長さ	仕様	入数/箱	定価
6066501020	2.0 x 150	FERGUSON型 透明ハンドル付 (圧調整孔あり)	25	21,000円
6066501030	3.0 x 150		25	22,000円
6066501040	4.0 x 150		25	23,000円
6066511020	2.0 x 150	FERGUSON型 側孔付 透明ハンドル付 (圧調整孔あり)	25	30,000円
6066511030	3.0 x 150		25	36,000円
6066511040	4.0 x 150		25	42,000円

FRAZIER 型

60° の曲がり方が術者に十分なスペースと視野を与えます



品番	外径 x 長さ	仕様	入数/箱	定価
6066508020	2.0 x 120	FRAZIER型 透明ハンドル付 (圧調整孔あり)	25	21,000円
6066508030	3.0 x 120		25	22,000円
6066508040	4.0 x 120		25	23,000円

ENDO 型

先端が丸く膨らんでおり組織を傷つけにくい形状をしています

内視鏡下副鼻腔手術時に副鼻腔の自然孔から挿入することを想定しています



品番	外径 x 長さ	仕様	入数/箱	定価
6066503020	2.0 x 150	ENDO型 ベングリップ式 透明ハンドル付 (圧調整孔なし)	25	39,000円
6066503025	2.5 x 150		25	39,000円
6066503030	3.0 x 150		25	39,000円
6066503035	3.5 x 150		25	39,000円

ZOELLNER 型

浅めの角度で前頭洞にまで到達させることができます



品番	外径 x 長さ	仕様	入数/箱	定価
6066504020	2.0 x 150	ZOELLNER型 ベングリップ式 透明ハンドル付 (圧調整孔なし)	25	17,000円
6066504025	2.5 x 150		25	19,000円
6066504030	3.0 x 150		25	22,000円
6066514025	2.5 x 90	ZOELLNER型 透明ハンドル付 (圧調整孔なし)	25	15,000円




曲げられる特長によって咽頭などの狭く奥まったエリアにも到達でき術者にしっかりと視野を与えます

※単位:mm

品番	外径 x 長さ	仕様	入数/箱	定価
6061616232VC	2.0 x 300	気管支鏡用 透明ハンドル付 (圧調整孔あり)	10	25,000円
6061616233VC	3.0 x 300	気管支鏡用 透明ハンドル付 (圧調整孔あり)	10	26,000円
6061616234VC	4.0 x 300	気管支鏡用 透明ハンドル付 (圧調整孔あり)	10	29,000円
6061616242VC	2.0 x 400	気管支鏡用 透明ハンドル付 (圧調整孔あり)	10	26,000円
6061616243VC	3.0 x 400	気管支鏡用 透明ハンドル付 (圧調整孔あり)	10	27,000円
6061616244VC	4.0 x 400	気管支鏡用 透明ハンドル付 (圧調整孔あり)	10	29,000円

ベンダーの使用方法




1. 使用するサククションチップのサイズに合ったベンダーの孔を選択します。
2. 1.で選択した孔にサククションチップをお好みの位置まで差し込みます。
3. てこの原理で曲げたい角度まで親指を使って曲げます。

※ベンダー：認証対象外

リユース内腔器材の洗浄不良による汚染の事例

ヒューストンのメソジスト病院にて、肩の回旋筋腱板手術を受けた患者が重度のSSIを起こし再手術となった。CDC（米国疾病予防管理センター）の調査員が原因を追究したところ、骨や組織の切削に使用する関節鏡シェーバー（内腔があり洗浄・吸引も同時に行える）に**組織や骨等が詰まっている**ことを確認した。

当病院のリユースタイプの吸引管350個の内腔をビデオカメラを使用して調査し、血液・骨片・組織・錆びなどによって**350個全てが汚染**されていることが分かった。



▲ リユースタイプの内腔器材の内部を観察した実際の写真

『リユース内腔器材の洗浄不良による感染症の事例』引用元URL:

<https://publicintegrity.org/health/filthy-surgical-instruments-the-hidden-threat-in-americas-operating-rooms/#!7>

