

 **CONMED**

BUFFALO FILTER

SURGICAL SMOKE EVACUATION SOLUTIONS



SURGICAL SMOKE EVACUATORS

➤ **VisiClear**

- ・ 3つのモード (Open Tubing Mode/Electrosurgical Pencil Mode/Laparoscopic Mode) を選択可能で、異なる手技に対してより最適な排煙環境をご提供します。
- ・ 静音な動作を実現します。
- ・ コンパクトで、収納しやすいデザインになっております。
- ・ チューブ内で閉塞が発生した際、警告音と画面表示にてお知らせする安全機能が設定されています。(Open Tubing Mode、Electrosurgical Pencil Modeにて設定可能)
- ・ 使いやすいタッチパネルは直感的な操作が可能であり、手袋をはめた状態でも操作可能です。
- ・ フィルターのポートにはカバーが付いており、スタッフの方が汚染されたポートに接触するというリスクを軽減します。
- ・ 吸引設定は 10% ずつ、簡単に調整ができます。



仕様	
寸法	幅 35.4cm × 奥行 40.9cm × 高さ 18.0cm
重量	フィルター非搭載時 - 6.6kg フィルター搭載時 - 7.9kg
流量	30cfm (839lpm) ※ 22mm 径チューブ使用時
ノイズ	43dBA (最小) ・ 55dBA (最大)

薬事非該当品

製品番号

製品名

入数

VC120

ヴィジクリア排煙システム
(フィルター, フットスイッチ付)

1

ViroVac

- ・フィルターライフを自動的に追跡および記録します。
- ・多用途の3ポート フィルター設計は、カバーされた隠し雄型ポートを備えており、さまざまなチューブのサイズに対応して、手術とアクセサリセットの多様性を提供します。



仕様

寸法	幅 27.9cm× 奥行 39.4cm× 高さ 15.2cm
重量	フィルター非搭載時 - 4.0kg フィルター搭載時 - 5.0kg
流量	25cfm (708lpm) ※ 22mm 径チューブ使用時
ノイズ	55dBA (最大)

薬事非該当品

製品番号

製品名

入数

VV120

ヴァイロヴァック排煙システム
(フィルター、フットスイッチ付)

1

FILTERS



ViroSafe Filter

◆ 4段階のフィルタリングシステム

薬事非該当品



製品番号	製品名	入数
VS135	ヴィジックリア用 ヴァイロセーフ フィルター	1

フィルターライフ 18 - 35 時間
*設定によって異なります



VS353	ヴァイロヴァック用 ヴァイロセーフ フィルター	1
-------	----------------------------	---

フィルターライフ 18 - 35 時間
*設定によって異なります



VSXLL04	ポータブルルームセーフ 604 用 ヴァイロセーフ エクストラロング ライフフィルター	4
---------	--	---

フィルターライフ 18 時間

In-Line Filter

薬事非該当品



製品番号	製品名	入数
BILF200	BILF200 インライン ULPA フィルター	10

- ・壁吸引システムに入る前に、サージカルスモークを捕捉します。
- ・捕集効率 99.999% の ULPA フィルターを搭載しています。
- ・ハウジングが透明なので、フィルターの交換時期の確認が容易に行えます。
(フィルターの変色が交換時期の目安となります)

PlumePort SEO

LAPAROSCOPIC SOLUTIONS



- ・ PlumePort SEO は、トロッカーから排煙装置に簡単に接続して、外科手術のサージカルスモークを効率的かつ安全に除去できます。
- ・ 排煙装置本体から流量調整が可能です。
- ・ ルアーロックフィッティングを搭載しており、ほとんどのトロッカーに接続できます。

販売名：Buffalo Filter チューブ 医療機器製造販売届出番号：13B1X10241001036

製品番号	製品名	入数
PP012SEO	プルームポート SEO	12

PlumePort ActiV



- ・ 捕集効率 99.999% の ULPA フィルター（活性炭入り）を搭載しております。
- ・ 外科手術中に発生するサージカルスモークを軽減することが可能です。
- ・ 片手操作で流量調整が可能です。（4段階で流量の調整ができます）
- ・ 液体トラップ内蔵により、フィルター手前で水分を捕獲することができます。
- ・ トロッカーとサクシジョンボトルの間に繋ぐだけで簡単にご使用できます。

販売名：Buffalo Filter チューブ 2 医療機器製造販売届出番号：13B1X10241001038

製品番号	製品名	入数
PP010CS	プルームポート ActiV	10

PENCILS

➤ **PlumePen Elite**

- ・チューブがしなやかであり且つ、シームレス構造により一体化し、ペンシルとの接続部は 360°回転することで、手の疲労、緊張を軽減します。
- ・PlumePen エリートは、排煙スリーブの伸縮調整が可能です。



販売名：Buffalo Filter(排煙機能付きペンシル) 医療機器製造販売認証番号：301ALBZX00014000

製品番号	製品名	入数
PLP1020	PlumePen エリート (Stainless Steel ESU Blade)	20
PLP2020	PlumePen エリート (Non-Stick ESU Blade)	20

➤ **SnapEvac**

- ・電気メス本体をアタッチして使用しながら、排煙をすることができます。
- ・コスト的にも経済的であり且つ、軽量チューブです。
- ・人間工学に基づいて設計された、電気メス用排煙ペンシルアダプターです。



販売名：Buffalo Filter チューブ 医療機器製造販売届出番号：13B1X10241001036

製品番号	製品名	入数
SNAPEVAC20	SnapEvac 電気メスパンシル用排煙アダプタ	20

➤ 22mm Tubing with Wand and Sponge Guard

販売名：Buffalo Filter チューブ 医療機器製造販売届出番号：13B1X10241001036



製品番号	製品名	入数
VTWT424	22mm×1.8m 排煙チューブ (20cm ワンド, スポンジガード付)	24
VTWT624	22mm×3.0m 排煙チューブ (20cm ワンド, スポンジガード付)	24
VTWT805	22mm×4.3m 排煙チューブ (20cm ワンド, スポンジガード付)	5

➤ 9.5mm Smoke Evacuation Tubing

販売名：Buffalo Filter チューブ 医療機器製造販売届出番号：13B1X10241001036



製品番号	製品名	入数
VT38S1010	9.5mm×3.0m 排煙チューブ	10

ACCESSORIES

薬事非該当品

	製品番号	製品名	入数
	FS10004	フットスイッチ	1
	EZLINK01	EZLink	1
 容量 100CC	VSFT10	液体トラップ	10
	ARMSTAND	アームスタンド	1
 ※天然ゴムラテックス不使用	DCCM01	ダイレクトコネクタケーブル Commed 電気メス用	1
 ※天然ゴムラテックス不使用	DCCOV01	ダイレクトコネクタケーブル Covidien 電気メス用	1

Ordering Information

製品番号

製品名

入数

JANコード

Surgical Smoke Evacuators

VC120	ヴィジィクリア排煙システム (フィルター, フットスイッチ付)	1	0815198012069
VV120	ヴァイロヴァック排煙システム (フィルター, フットスイッチ付)	1	0851136002815

Filters

VS135	ヴィジィクリア用 ヴァイロセーフ フィルター	1	0815198012052
VS353	ヴァイロヴァック用 ヴァイロセーフ フィルター	1	0815198012533
VSXLL04	ヴァイロセーフ エクストラロング ライフフィルター	4	0851136002037
BILF200	BILF200 インライン ULPA フィルター	10	0851136002327

Laparoscopic Solutions

PP012SEO	プルームポート SEO	12	0851136002426
PP010CS	プルームポート ActiV	10	0845854081085

Surgical Smoke Evacuation Pencils & Pencil Adapter

PLP1020	PlumePen エリート (Stainless Steel ESU Blade)	20	0815198012083
PLP2020	PlumePen エリート (Non-Stick ESU Blade)	20	0815198012090
SNAPEVAC20	SnapEvac 電気メスペンシル用排煙アダプタ	20	0815198012953

Surgical Smoke Evacuation Tubing

VTWT424	22mm×1.8m 排煙チューブ (20cm ワンド, スポンジガード付)	24	0851136002105
VTWT624	22mm×3.0m 排煙チューブ (20cm ワンド, スポンジガード付)	24	0851136002068
VTWT805	22mm×4.3m 排煙チューブ (20cm ワンド, スポンジガード付)	5	0851136002525
VT38S1010	9.5mm×3.0m 排煙チューブ	10	0851136002884

Accessories

FS10004	フットスイッチ	1	0851136002969
EZLINK01	EZLink	1	0815198011079
VSFT10	液体トラップ	10	0815198012137
ARMSTAND	アームスタンド	1	0851136002631
DCCM01	ダイレクトコネクタケーブル Conmed 電気メス用	1	0845854081252
DCCOV01	ダイレクトコネクタケーブル Covidien 電気メス用	1	0845854081283



A series of horizontal dashed blue lines for writing, starting from the top right of the icon and extending across the page. A vertical dashed orange line descends from the bottom of the icon, connecting to the first horizontal line, and continues down the page.

Handwriting practice lines consisting of 20 horizontal dashed blue lines.





製造販売元

 **CONMED**

コンメッド・ジャパン株式会社
〒105-0004 東京都港区新橋5-20-4 新虎サウスビル8階
TEL : 03-6435-8170 FAX : 03-6435-8407

販売元

Meilleur
mè i jú:

株式会社 **名優**

〒276-0042
千葉県八千代市ゆりのき台 3-9-2
TEL : 047-480-6161 FAX : 047-480-6162