

サクシオンチップ(耳)

医療機器認証番号 225ADBZI00145000
販売名 I.C.サクシオンチップ

自由に曲げられる、使い捨ての吸引管です。手術中に任意の角度に先端を曲げて、術部へのアプローチを容易にすることができます。チップの先端は丸め加工されており、種類も豊富に取り揃えています。単回使用なので、前患者の組織片が詰まっているといったストレスがなく、感染管理の観点からも配慮されています。

バンダーを使ったサクシオンチップの折り曲げ方



使用するサクシオンチップのサイズに合ったバンダーの孔を選択します。

1.で選択した孔にサクシオンチップをお好みの位置まで差し込みます。

テコの原理で曲げたい角度まで親指を使って曲げます。




ルアロック

ハンドルに差し込むと固定されます。手元で圧調整をしたい場合に適したタイプです。

※チューブにも直接接続できますが、固定できません。



ラウンド

チューブに接続して使用します。手元で圧調整しない場合に適したタイプです。

※ハンドルにも接続できますが、左右に振れます。

サイズ参考表	
Φ0.4mm/Φ0.7mm (製品番号6066507040)	耳硬化症に対して行う、アブミ骨手術など
Φ0.4mm ~ 1.0mm	デリケートで狭い部分での吸引・インプラントの保持・視界の確保など (例) 耳小骨形成術
Φ1.2mm ~ 1.7mm	血液や体液の吸引など
Φ1.7mm ~ 2.5mm	術前の外耳道の掃除など
Φ2.0mm ~ 4.0mm	創面切除した骨・血液の吸引・パワーツール使用時に、フラッシュした際に

サクシオンチップ 耳

*受発注品

製品番号	外径	長さ	仕様	入数	税抜価格	JANCD
6066500040	0.4mm	70mm	ルアロック	60本/箱	13,000円	4580199003007
6066500045	0.4mm	80mm	ルアロック	60本/箱	14,000円	4580199003014
6066507040	0.4mm	77mm	ルアロック	10本/箱	6,000円	4580199003021
6066500070	0.7mm	70mm	ルアロック	60本/箱	13,000円	4580199003038
6066500072	0.7mm	80mm	ルアロック	60本/箱	14,000円	4580199003045
6066500100	1.0mm	70mm	ルアロック	60本/箱	14,000円	4580199003052
6066500102	1.0mm	80mm	ルアロック	60本/箱	14,000円	4580199003069
6066509100	1.0mm	100mm	ルアロック	30本/箱	8,000円	4580199003076
6066500120	1.2mm	70mm	ルアロック	60本/箱	14,000円	4580199003083
6066500122	1.2mm	80mm	ルアロック	60本/箱	15,000円	4580199003090
6066509122	1.2mm	100mm	ルアロック	30本/箱	8,000円	4580199003106
6066500140	1.4mm	70mm	ルアロック	60本/箱	15,000円	4580199003113
6066500142	1.4mm	80mm	ルアロック	60本/箱	16,000円	4580199003120
6066509140	1.4mm	100mm	ルアロック	30本/箱	8,000円	4580199003137
6066501140	1.4mm	70mm	ラウンド	60本/箱	18,000円	4580199003144
6066501180*	1.4mm	80mm	ラウンド	60本/箱	18,000円	4580199003151
6066501100*	1.4mm	100mm	ラウンド	30本/箱	14,000円	4580199003168

サクシオンチップ 耳

*受注発注品

製品番号	外径	長さ	仕様	入数	税抜価格	JANCD
6066500170	1.7mm	70mm			15,000円	4580199003175
6066500172	1.7mm	80mm	ルアロック	60本/箱	16,000円	4580199003182
6066509170	1.7mm	100mm			17,000円	4580199003199
6066500208	2.0mm	70mm	ルアロック	60本/箱	15,000円	4580199003205
6066500200	2.0mm	80mm	ルアロック	60本/箱	16,000円	4580199003212
6066509200	2.0mm	100mm	ルアロック	30本/箱	9,000円	4580199003229
6066502140*	2.0mm	70mm	ラウンド	60本/箱	16,000円	4580199003236
6066502200*	2.0mm	80mm	ラウンド	60本/箱	18,000円	4580199003243
6066502100*	2.0mm	100mm	ラウンド	30本/箱	9,000円	4580199003250
6066500250	2.5mm	80mm			11,000円	4580199003267
6066509250*	2.5mm	100mm	ラウンド	30本/箱	11,000円	4580199003274
6066500300	3.0mm	80mm			15,000円	4580199003281
6066509300*	3.0mm	100mm	ラウンド	30本/箱	16,000円	4580199003298
6066500400	4.0mm	80mm	ラウンド	30本/箱	18,000円	4580199003304



ハンドル/バンダー

製品番号	製品名	仕様	入数	税抜価格	JANCD
606650992	ハンドル	ユニット用/圧調整孔あり		9,000円	4580199003465
606650509	ハンドル	ユニット用/圧調整孔なし	30個/箱	9,000円	4580199003472
6066500990	ハンドル	吸引チューブ用/連結チューブ対応/圧調整孔あり		8,000円	4580199003489
6066500991	ハンドル	吸引チューブ用/圧調整孔あり	25個/箱	8,000円	4580199003496
6066501	バンダー	外径1.0mm~4.0mm対応	1個/袋	15,000円	4580199004011

サクシオンチップ 耳 セット

製品番号	φ0.4×70	φ0.7×70	φ1.0×70	φ1.4×70	φ2.0×70	φ3.0×80 (単位mm)	ハンドル	入数	税抜価格	JANCD
6066502712	2本	2本	2本	2本	1本	1本	6066500990		54,000円	4580199004042
6066502713	-	1本	1本	1本	1本	-	6066500990	30セット /箱	30,000円	4580199004059
6066502705	-	1本	1本	1本	1本	-	6066500991		30,000円	4580199003502
6066502707	2本	2本	2本	2本	2本	-	-		54,000円	4580199003526

(例) 鼓室形成術時など

- インプラント挿入時: φ0.4mm×70mm ●耳小骨形成時: φ0.7mm×70mm
- 外耳道洗浄時: φ1.0mm×70mm / φ1.4mm×70mm / φ2.0mm×70mm / φ3.0mm×80mm