

## 第30回京滋滅菌業務研究会

日時：4月19日（土） 11:00 ~ 16:00  
（開場 10:30~）

場所：上田ホール  
（京都市南区上鳥羽大物68）

▼ 開催概要



『洗浄ブラシ』や、シーラーのチェックに役立つ『シールテスト』など  
中央材料室向け製品をご紹介します。  
ぜひ**SALWAY**ブースへお立ち寄りください。



「いつもと違う」を検知する

### SALWAY 洗浄工程インジケータ


洗浄力に合わせて5色から選べるインジケータです。  
わずかな洗浄力の低下を検知するため、機械の不具合や  
洗剤の入れ忘れが起こると色落ちしません。

チューブなどの内腔器材の洗浄工程を確認できる  
「内腔洗浄フロー PCD」や、超音波洗浄用の  
インジケータもご用意しています。

SALWAY WEB  
製品詳細 ▶



▲ 内腔洗浄の評価に使える  
フローPCD



▲ 超音波洗浄用インジケータ

記録も在庫もコンパクト

### SALWAY ボウイー・ディックテスト

インジケータが薄く小さいため、台帳がかさばらず、  
在庫場所を取りません。裏面シールタイプなので、  
糊付けせずそのまま台帳に貼ることができます。  
本体は検知力が高く、リユースタイプで経済的です。

SALWAY WEB  
製品詳細 ▶



■ 在庫スペースが  
コンパクト



SALWAY  
(250回分)

一般的な単回使用タイプ  
250回分

■ 薄く小さいインジケータ



【原寸】 長さ63mm/幅6mm