

手術室 感染対策セミナー（福岡）

日時：3月15日（日） 10:00～16:00
（受付開始 9:30～）

場所：南近代ビル 7F 8号室

▼ 開催概要



『洗浄ブラシ』や、シーラーのチェックに役立つ『シールテスト』など
中央材料室向け製品をご紹介します。
ぜひ**SALWAY**ブースへお立ち寄りください。



「いつもと違う」を検知する

SALWAY 洗浄工程インジケータ

洗浄力に合わせて5色から選べるインジケータです。
わずかな洗浄力の低下を検知するため、機械の不具合や
洗剤の入れ忘れが起こると色落ちしません。

チューブなどの内腔器材の洗浄工程を確認できる
「内腔洗浄フローPCD」や、超音波洗浄用の
インジケータもご用意しています。

SALWAY WEB
製品詳細 ▶



▲ 内腔洗浄の評価に使える
フローPCD



▲ 超音波洗浄用インジケータ

記録も在庫もコンパクト

SALWAY ボウイー・ディックテスト

インジケータが薄く小さいため、台帳がかさばらず、
在庫場所を取りません。裏面シールタイプなので、
糊付けせずそのまま台帳に貼ることができます。
本体は検知力が高く、リユースタイプで経済的です。

SALWAY WEB
製品詳細 ▶



■ 在庫スペースが
コンパクト

SALWAY
(250回分)



一般的な単回使用タイプ
250回分

■ 薄く小さいインジケータ



【原寸】 長さ63mm／幅6mm