

LABELER

ラベラー

安全に関わる情報は、過不足なく。

万が一のリコール対応は、迅速かつ正確に行う必要があります。

ラベラーは、滅菌物の日常的なロット管理や、リコール対策としての滅菌物のトレーサビリティに有用なツールです。

ハンドラベラー

丈夫で壊れにくく、安心して長く使えるラベラーです。ラベルに12桁×3行印字することができ、ロット管理に必要な基本情報を網羅できます。

専用のインクローラーが付属します。単品での販売もあります。



	製品番号	製品名	JANCD
本体	GKE240-850-OMS	ハンドラベラー×1台 (専用インクローラー×1個付)	4580199006787
補充品	GKE240-892	専用インクローラー×1個	4580199006275



動画 ▶

- ハンドラベラーの使い方
- インクローラーの交換方法

ラベルシール

種類の豊富さは、国内最多レベルです。高圧蒸気滅菌、過酸化水素ガス滅菌、EOG滅菌、低温蒸気ホルムアルデヒド滅菌、それぞれに対応したタイプ1インジケータ付きのラベルをご用意しています。インジケータの無いラベルもあります。包装物に貼ったラベルを器材使用時に剥がし台帳へ貼って記録できる2重ラベルタイプもあります。



任意に選べる英数字3桁

[カスタマイズ例]

- 滅菌方法 (AC/EOGなど)
- 担当者のイニシャル

数字2桁×3カ所

[カスタマイズ例]

- 滅菌器No.
- 滅菌物の種類
- バッチNo.
- 担当者番号

滅菌日

滅菌有効期限

SAL 03 02 01
 2023-06-29
 ↑ 1min ↓ E-Steri-Record ↓
 2023-12-30

インジケータ

ラベル印字例

[外寸] 25×31mm

[内寸]
22×29mm

ラベルサイズ

CIありラベル EN ISO11140-1 適合 タイプ1プロセスインジケータ付




GKE244-883-ENS

[CI変色] 紫 → 緑



GKE000-875

[CI変色] 青 → 緑




GKE243-884-ENS

[CI変色] 茶 → 緑



GKE240-871-JPS GKE240-873-JPS
GKE240-872-JPS GKE240-874-JPS

[CI変色] 青 → 茶



GKE230-872-JPS
GKE230-874-JPS

[CI変色] 青 → 茶

CI無しラベル



GKE240-861-JPS
GKE240-862-JPS
GKE240-863-JPS
GKE240-864-JPS



GKE230-861-JPS
GKE230-864-JPS

CIありラベル

製品番号	ラベル色	製品名	入数	JANCD
GKE240-871-JPS	緑			4580199005827
GKE240-872-JPS	青	蒸気滅菌用/2重ラベル *	750枚×12巻	4580199005834
GKE240-873-JPS	赤			4580199005841
GKE240-874-JPS	黄			4580199005858
GKE230-872-JPS	青	蒸気滅菌用/1重ラベル	1000枚×12巻	4580199006503
GKE230-874-JPS	黄			4580199006527
GKE000-875	桃	EOG滅菌用/2重ラベル	750枚×12巻	4580199006268
GKE244-883-ENS	赤	過酸化水素ガス滅菌用/2重ラベル *	750枚×2巻	4580199009306
GKE243-884-ENS	黄	ホルムアルデヒド滅菌用/2重ラベル *	750枚×2巻	4580199009290

CI無しラベル

製品番号	ラベル色	製品名	入数	JANCD
GKE240-861-JPS	緑			4580199005292
GKE240-862-JPS	青	CI無し/2重ラベル *	750枚×12巻	4580199005315
GKE240-863-JPS	赤			4580199005322
GKE240-864-JPS	黄			4580199005346
GKE230-861-JPS	緑	CI無し/1重ラベル	1000枚×12巻	4580199006671
GKE230-864-JPS	黄			4580199006480

* 専用インクローラー1個付

